

  wissner-
  bosserhoff

L'élégance fonctionnelle au service des soins



carisma 300-xxl

Lit de soins pour résidents obèses



300
kg



Photographie : René Schwerdtel, modèle : Georgina Hernández *1933 | Titre de la photo (Portrait) : René Schwerdtel, modèles : Eheleute Schumann *1917, *1921

Le surpoids est le trouble le plus fréquent dû à la malnutrition dans le monde occidental. L'organisation mondiale de la santé a défini qu'une personne est considérée comme obèse à partir d'un indice de masse corporelle supérieur à 30. Certains résidents peuvent également être atteints de cette pathologie. Les installations ne sont souvent pas adaptées aux soins de ce type de résidents.

Les conséquences physiques de l'obésité sont notamment les suivantes :

- Mauvaise compensation de la limitation de la mobilité
- Risque accru d'escarres
- Fatigue survenant plus rapidement
- Pression sur le système cardiovasculaire et risque accru d'accident vasculaire cérébral et de maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension

Par conséquent, les résidents atteints d'obésité ont besoin de thérapies et de soins particuliers :

Les moyens auxiliaires tels que les lits ou les fauteuils roulants doivent être adaptés au poids et à la taille des résidents, les soins de base durent plus longtemps et des aides ou des moyens auxiliaires supplémentaires peuvent être nécessaires pour les soins, par exemple pour les déplacements, etc.

carisma 300-xxl

Lit de soins pour résidents obèses

La synthèse entre la convivialité et le confort médical personnalisé constitue l'élément central du carisma 300-xxl, dont le développement et l'intégration de fonctions complémentaires ont permis de créer une ambiance digne d'être vécue au quotidien, tant par le résident que par le personnel soignant.

Le lit de soins est spécialement adapté aux résidents obèses ayant besoin de beaucoup d'espace. Il offre une charge de fonctionnement sécuritaire de 300 kg, pour un poids maximal du résident de 270 kg.

Grâce au sommier xxl extra-large de 120 cm, le résident a davantage d'espace que la moyenne et d'une mobilité optimale. Les points de pression aux extrémités sont ainsi évités. La largeur du sommier n'empêche pas de travailler de manière ergonomique et confortable pour le dos. Le personnel soignant a suffisamment de place à sa disposition pour déplacer, mobiliser et positionner correctement le résident. La hauteur du sommier de seulement 37 cm permet une mobilisation facile du patient pour sortir de son lit.

80 %

des personnes âgées
de plus de 70 ans
sont en surpoids

Près de 67 % des hommes
et 53 % des femmes
sont en surpoids (IMC > 25).

Parmi eux,
23 % des hommes et
24 % des femmes
sont obèses (IMC > 30).

La proportion de personnes
âgées de plus de 70 ans en
surpoids est de près de 80 %.

En parallèle, la proportion
de personnes obèses et
dépendantes dans le monde
augmente sans cesse.

(Source : Institut Robert Koch 2012)



Soulagement grâce
à notre lit de soins
carisma 300-xxl
pour les résidents
obèses

- Sommier extra-large de 120 cm
- Charge de fonctionnement sécuritaire de 300 kg
- Stabilité optimale grâce au châssis extra-large
- Accessibilité sous le châssis avec les systèmes de levage courants
- Moteurs puissants, réglage de la hauteur du lit, du relève-buste et du relève-jambes

Le concept carisma 300-xxl



Les choix de matières et de coloris reprennent les tendances actuelles naturelles. Il s'en dégage une atmosphère confortable et chaleureuse, qui permet au résident de se sentir à l'abri et en sécurité.

Face au nombre grandissant de résidents obèses, de plus en plus de maisons de soins développent leurs propres espaces de vie. Avec le carisma 300-xxl, wissner-bosserhoff allie son design habituel à la fonctionnalité avancée pour répondre aux besoins de ces résidents.



carisma 300-xxl, design G09 triple



Table de chevet- vitalia 2



Décor merisier havane



Couleur des murs



Couleur d'appoint

Les avantages du carisma 300-xxl



01  **300 kg**
Charge de fonctionnement sécuritaire 300 kg

- Poids de l'occupant jusqu'à 270 kg max.
- Poids du matelas et des accessoires de 30 kg

02
Sommier BiNetic à double translation :

- Prévention efficace des escarres - au-delà d'un simple relèvement respectant les directives de la DBfK
- Votre avantage : réduction de la compression dans la région du bassin, ainsi que des forces de frottement et de cisaillement grâce à la translation du relèvement-jambes de 6 cm
- Translation du relèvement-buste de 11 cm
- Dimensions intérieures du lit : 120 x 210 cm

03
Télécommande design
 Fonctionnalité élargie et optimisée

- 3 niveaux de sécurité réglables : Mode soins, mode résident et mode sécurité
- Fonction de mobilisation
- Commande de la veilleuse
- Réglage indépendant du relèvement-jambes
- Protection contre l'utilisation non autorisée

04
Châssis
 Stabilité optimale :

- Roues doubles pour résident corpulent Ø 125 mm
- Grande stabilité
- Faible charge sur le sol
- Large châssis

05
Barrière latérale de sécurité

- Barrières latérales continues pour une prévention efficace des chutes
- Compatible avec la plupart des matelas actifs et passifs
- Sécurité des résidents optimale
- Manipulation facile grâce au déclenchement par un levier

06
Système de freinage

- Blocage centralisé des roues à l'aide d'une roue directionnelle, de chaque côté par pédale de blocage

07
Réglage de la hauteur

- env. 37-80 cm (roues doubles Linea Ø 125 mm)
- Mobilisation sécurisée à partir de 37 cm
- Position de soins optimale à une hauteur de lit de 80 cm

Beaucoup plus qu'un simple lit extra-large pour résidents corpulents

Les moteurs puissants pour le réglage de la hauteur du lit, du relèvement-buste et du relèvement-jambes soulagent significativement le personnel soignant. De simples réglages électriques contribuent au confort individuel et au redressement plus sûr des personnes dépendantes en position assise. Les barrières latérales continues donnent un sentiment de sécurité au résident. Par défaut, la longueur du sommier est de 210 cm. Aucune extension n'est nécessaire.

Le lit possède des caractéristiques de roues idéales grâce à ses roues doubles Linea d'un diamètre de 125 mm. Les roues sont extrêmement flexibles et solides, et elles n'exercent qu'une faible charge sur le sol. L'accessibilité sous le châssis du carisma 300-xxl est tout à fait suffisante pour l'utilisation des systèmes de levage courants.



Les accessoires adaptés

Matelas

- Matelas supportant une lourde charge HeavyMatt 270, viscoélastique et de qualité haut de gamme
- Poids de l'occupant de 270 kg
- Dimensions du matelas : 205 x 114 x 18 cm
- Art. n° 50-0701



Potence HeavyHand

- Charge maximale s'élevant à 100 kg
- Art. n° 10-0857



Poignée supportant de lourdes charges

- Courroie renforcée
- Art. n° 10-0861 (sans ill.)

Transports de lits type A

- Utilisation universelle
- Transport du lit possible par des portes étroites
- Acier galvanisé
- Art. n° 10-0511



Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Belgium bvba / sprl

Bedrijvenlaan 1 | B-2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 21 08 41 | Fax: +32 (0)15 29 14 64
E-mail: info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

wissner-bosserhoff France

7, rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-Les-Tours
Tél : +33 (0) 247 25 02 10 | Fax : +33(0) 247 48 21 06
E-mail : info@wi-bo.fr | www.wi-bo.fr

