

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

L'élégance fonctionnelle au service des soins



Tables de chevet

Mobilier de chambre





Chevets et tables à manger au lit

Il est très important, pour une personne vivant en établissement d'hébergement médicalisé, d'avoir un espace à elle dans la chambre pour y ranger des objets personnels et les avoir à portée de main. Les chevets et tables à manger wissner-bosserhoff répondent parfaitement à cet objectif. De plus, ils facilitent le quotidien des résidents et du personnel soignant à de nombreuses occasions, pour les repas ou la lecture par exemple. D'une esthétique harmonieuse, ils complètent parfaitement les lits de soins et créent un univers chaleureux dans la chambre.

La gamme



vivo
Design et fonctionnalité
Page 6/-7



vitalia
Des lignes droites robustes
Page 8/-9



vt
Des modèles classiques éprouvés
Page 10/-11



Tables à manger au lit
Mobilité et flexibilité
Page 12/-13

Vos avantages

Fonctionnalité et design au premier coup d'œil

Les chevets wissner-bosserhoff allient un design chaleureux et des fonctionnalités innovantes. Différentes configurations sont disponibles, avec tablette-repas, réfrigérateur intégré, niche de rangement. Le but de la norme professionnelle allemande en matière de prophylaxie des chutes est de réduire les risques de chute et leurs conséquences en identifiant les dangers et en cherchant à les minimiser au mieux. Les lits de soins bas, tels que notre modèle sentida, contribuent sensiblement à la réduction des risques de chute chez certains résidents.



L'amortisseur, disponible en série, ¹⁾ réduit le risque de pincement et le bruit lors de la fermeture des tiroirs.



La 5" roue et la structure compacte fournissent une stabilité exceptionnelle, une résistance au basculement ainsi qu'une charge admise allant jusqu'à 20 kg pour la tablette de lit.



Le personnel soignant peut extraire d'une seule main la tablette montée sur le côté, sans devoir déposer préalablement le plateau-repas.



Les poignées en aluminium ¹⁾ confèrent aux gammes de tables de chevet vivo et vitalia un design unique et permettent également un accès ergonomique depuis le lit.



Les modèles équipés d'un réfrigérateur disposent d'une capacité de 41 l et sont donc adaptés également aux grandes bouteilles.



La tablette mobile peut être bloquée en position ouverte. Ainsi, elle ne peut pas se refermer de façon involontaire.

Grâce aux trois pans fermés ²⁾, aucun tiroir ne bute dans le mur

Plateau supérieur aux coins arrondis

Blocage de la tablette en position sortie

Adaptateurs pour changer de côté la tablette de lit simplement et sans outils (gauche/droite)

Poignées en aluminium ¹⁾ : design et manipulation ergonomique garantie



Grâce aux adaptateurs installés des deux côtés ³⁾, la tablette de lit peut être déplacée d'une table de chevet à l'autre : une solution économique pour l'utilisateur.

Confort d'utilisation supplémentaire pour le patient et le personnel soignant avec des amortisseurs pour tiroirs ¹⁾



Série vivo

Design et fonctionnalité

La gamme de chevets vivo se distingue par son esthétique : le plateau supérieur aux angles arrondis, les alèzes arrondis sur la façade, les poignées élégantes. Très pratique, il est équipé d'un bac coulissant avec porte-bouteilles intégré qui s'ouvre des deux côtés du meuble grâce à des glissières télescopiques. Le chevet vivo 3 est équipé d'une table à manger au lit intégrée.

vivo 1



vivo 1-t



vivo 2



vivo 2-t



vivo 2-k



vivo 3



vivo 3-t



vivo 3-k





Série vitalia

Des lignes droites robustes

De nombreuses configurations sont disponibles sur les chevets vitalia. Ce sont des meubles multifonctionnels qui simplifient la vie de vos résidents grâce à de nombreux détails pratiques, tel que l'adaptateur sur le côté pour changer la tablette de côté sans outils.

vitalia 1



vitalia 1-t



vitalia 2



vitalia 2-t



vitalia 2-k



vitalia 3



vitalia 3-t



vitalia 3-k





Série vt

Des modèles classiques éprouvés

Les chevets de la gamme vt sont une réponse économique aux besoins des établissements d'hébergement médicalisés. Ils offrent plusieurs niveaux d'équipement pour s'adapter à la demande de chacun.



vt 1



vt 2



vt 3



vt 4

Tables à manger au lit

Mobilité et flexibilité

La table à manger au lit est très pratique pour une utilisation quotidienne grâce à sa grande maniabilité. Selon les besoins dans la journée, elle peut être utilisée au lit ou au fauteuil. Légère, elle se manipule d'une seule main. La table à manger au lit peut également être utilisée au fauteuil (fauteuil de repos avec accoudoirs, fauteuil roulant). Elle est réglable en hauteur et son plateau s'incline des deux côtés. Quand elle n'est pas utilisée, le plateau se plie le long de la colonne, elle peut ainsi être rangée derrière le chevet et libérer de la place dans la chambre.



stylo s3

La tablette de lit inclinable et réglable en hauteur s'adapte à toutes les possibilités d'utilisation, comme le repas ou une position ergonomique de lecture.



stylo s3-t

Les patients bénéficient d'un deuxième petit plateau fixe. Ainsi, ils peuvent par exemple lire et boire un café en même temps.



stylo s4

Cette grande tablette de lit augmente le confort des patients, y compris pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur lit. Grâce à la tablette de lit fixe, la tablette s4 est d'une stabilité supérieure à la moyenne.



stylo s4-t

Le dispositif d'inclinaison latérale aide le résident lors de la lecture ou du repas. Un plan fixe permet de poser les boissons ou autre de façon sûre tout en ayant la tablette de lit inclinée.



Série stylo

Conforme aux normes d'hygiène les plus rigoureuses

Les chevets stylo allient un design de mobilier confortable et des fonctionnalités innovantes. Des surfaces spécifiques permettent un nettoyage facile et complet, garantissant une hygiène maximale. Des tiroirs robustes, un porte-bouteilles intégré permettent un rangement ordonné. Des poignées continues apportent une plus grande accessibilité, même depuis le lit. Différentes configurations sont disponibles, avec niche ou réfrigérateur intégré.



stylo 2



stylo 3



stylo 4



stylo 5



stylo 2-k



stylo 3-k



stylo 4-k



stylo 5-k

Palette de couleurs

Décors tables de chevet en bois



Érable (R 5184)



Hêtre naturel (R 5320)



Hêtre teinté (F 37/009)




Cacao (R 5447)



Aulne rouge (R 4601)



Merisier (R 5360)




Merisier havane (R 5681)



Chêne de Lindberg (R 4223)



Noyer (R 4801)



Blanc nuage (U 1011)**


Combinaison de couleurs memoriana**

Combinaison, option 1



Caisson érable (R 5184)
Bordure merisier havane (R 5681)

Combinaison, option 2



Caisson merisier havane (R 5681)
Bordure cacao (R 5447)

Options de tables de chevet en bois



Mécanisme de fixation



Deux tiroirs



Pieds au lieu de roues



Longue poignée



Verrouillage



Porte-bouteilles



Support d'accessoires

Accessoires



Emplacement pour tiroir

Aperçu de la gamme

Tables de chevet						
						
	vivo 1	vivo 1-t	vivo 2	vivo 2-t	vivo 2-k	vivo 3
Modèle n°	10-0748	10-0749	10-0742	10-0744	10-0746	10-0743
Dimensions larg. x haut. x prof. (mm)	523 x 637 x 470	523 x 695 x 470	523 x 779 x 470	523 x 779 x 470	568 x 784 x 567	686 x 779 x 470
						
	vitalia 1	vitalia 1-t	vitalia 2	vitalia 2-t	vitalia 2-k	vitalia 3
Modèle n°	10-0756	10-0757	10-0750	10-0752	10-0754	10-0751
Dimensions larg. x haut. x prof. (mm)	544 x 637 x 470	544 x 695 x 470	544 x 779 x 470	544 x 779 x 470	588 x 784 x 539	695 x 779 x 470
Tablette de lit réglable en hauteur	-	-	-	-	-	✓
Utilisation des deux côtés de la tablette de lit	-	-	○	○	○	-
Nombre de tiroirs	2	2	2	2	1	2
Tablette extensible	-	✓	-	✓	-	-
Amortisseur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Réfrigérateur intégré	-	-	-	-	✓	-
Niche	-	-	✓	✓	-	✓

Tables de chevet						
						
	vivo 3-t	vivo 3-k				
Modèle n°	10-0745	10-0747				
Dimensions larg. x haut. x prof. (mm)	686 x 779 x 470	731 x 784 x 567				
						
	vitalia 3-t	vitalia 3-k	vt 1	vt 2	vt 3	vt 4
Modèle n°	10-0753	10-0755	10-0774	10-0775	10-0776	
Dimensions larg. x haut. x prof. (mm)	695 x 779 x 470	739 x 784 x 539	506 x 637 x 470	506 x 779 x 470	657 x 779 x 470	
Tablette de lit réglable en hauteur	✓	✓	-	-	✓	✓
Utilisation des deux côtés de la tablette de lit	✓	✓	-	○	✓	-
Nombre de tiroirs	2	1	2	2	2	1 + porte
Tablette extensible	✓	-	-	-	-	-
Amortisseur	✓	✓	-	-	-	-
Réfrigérateur intégré	-	✓	-	-	-	-
Niche	✓	-	-	✓	✓	✓

Tables à manger au lit				
				
	Table à manger au lit s3	Table à manger au lit s3-t	Table à manger au lit s4	Table à manger au lit s4-t
Modèle n°	10-0273	10-0400	10-0589	10-0584
Dimensions larg. x haut. x prof. (mm)	760 - 1075 x 825 x 425	760 - 1075 x 950 x 425	725 - 1025 x 865 x 420	725 - 1025 x 865 x 420
Tablette de lit rabattable	✓	✓	-	-
Tablette de lit rotative	✓	✓	-	✓
Tablette fixe	-	✓	-	✓

- = non disponible ○ = disponible en option ✓ = disponible en série

Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Belgium bvba / sprl

Bedrijvenlaan 1 | B-2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 21 08 41 | Fax: +32 (0)15 29 14 64
E-mail: info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

wissner-bosserhoff France

7, rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-Les-Tours
Tél : +33 (0) 247 25 02 10 | Fax : +33(0) 247 48 21 06
E-mail : info@wi-bo.fr | www.wi-bo.fr

