

# Solido 3

Table à manger au lit universelle



## Patient

- Incluable pour permettre de lire
- Rend l'hospitalisation plus agréable



## Personnel

- Table très maniable
- Manipulation ergonomique de la table



## Gestion

- Design moderne et plusieurs coloris au choix
- Très fonctionnelle et prix raisonnable



# Solido 3

La table à manger au lit Solido 3 est un accessoire très pratique, qui rendra l'hospitalisation de vos patients alités plus agréable. Ergonomique, elle possède également de nombreuses fonctionnalités intuitives qui rendent sa manipulation très facile, à la fois pour les patients et le personnel soignant.

## Commande simple

La table à manger au lit Solido 3 est équipé d'une remontée automatique du plateau qui permet d'ajuster sa hauteur sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la poignée.

## Facilement inclinable

Les patients apprécieront de pouvoir incliner cette table pour lire ou utiliser une tablette.

## Conception ergonomique

Grâce à ses fonctionnalités ergonomiques et à la structure unique de sa colonne, cette table est très maniable.

- 1 Sa poignée, située à l'extrémité du plateau, permet de la déplacer facilement dans la chambre.
- 2 La découpe incurvée de chaque côté du plateau facilite le positionnement de la table devant de patient pour la prise des repas.
- 3 La hauteur de la table s'ajuste très facilement grâce à la poignée située sous le plateau.
- 4 Les bords moulés empêchent à un livre de glisser, même quand le plateau est incliné.
- 5 Galerie anti-chute.





## HandyClip

La forme unique de la colonne permet d'installer un clip de fixation. Vous pourrez y accrocher de nombreux accessoires : un porte-bouteille, un crochet porte-poche à urine, une petite tablette pour poser le téléphone portable... Les patients auront ainsi tout à portée de main.



## Design : fonctionnel et esthétique

Cette table possède des lignes épurées pour permettre un nettoyage facile. Elle est proposée en différents coloris. Vous pouvez donc coordonner la couleur de la table à celle du lit et des autres éléments du mobilier.



## Des détails pratiques

- La conception sans soudure de la colonne et le design de sa structure rendent la table facile à nettoyer.
- Le châssis bas en T passe facilement sous le lit, même s'il possède une cinquième roue.
- Choisissez entre :
  - Le châssis en T, extra plat avec ses deux petites roulettes intégrées à l'avant.
  - Le châssis en C, qui permet une utilisation aussi bien au lit qu'au fauteuil.
- La table peut supporter une charge de 30 kg.



# Paramètres techniques

Dimensions intérieures de la table « version plateau inclinable »	Petit plateau	11×35 cm
	Grand plateau	64×35 cm
Dimensions extérieures de la table « version plateau fixe »		94,5×45 cm
Ajustement de la hauteur (varie en fonction des roulettes et du châssis)	Châssis en C et roulettes de 50 mm	103×71 cm
	Châssis en C et roulettes de 75 mm	104,5×72,5 cm
	Châssis en T	102×70 cm
Charge max admissible	Au milieu de la table	30 kg
Dimensions du châssis	Châssis en C et roulettes de 50 mm	80,5×44 cm
	Châssis en T	79,5×43,5 cm
Hauteur du châssis	Châssis en C et roulettes de 50 mm	11,3 cm
	Châssis en forme de T	3,4 cm
Angle d'inclinaison		0° – 8° – 21° – 31° – 40° – 48°



Members of LINET Group

## LINET FRANCE

7 rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-lès-Tours | FRANCE  
Tél. : 02 47 80 31 80 | Fax : 02 47 80 31 81 | E -mail: info@linet.fr | www.linet.fr

